

# ALL IN TWO PLUS

Version clinique

Nouveauté  
2010



V400260

**La solution idéale pour vos endoscopies en clinique...**

Livré sur un charriot ergonomique permettant le rangement des accessoires  
Equipé d'un grand écran de 19 pouces



## Version itinérante

Livré dans un coffre de transport.  
Ecran 10 pouces intégré sur la source-processeur et repliable pour le transport.  
Le All in Two Plus en version coffre vous permet la réalisation d'endoscopies de très bonne qualité en dehors de la clinique.  
Idéal pour les vétérinaires équins itinérants et pour les vétérinaires petits animaux amenés à réaliser des endoscopies en dehors de la clinique (chez un Confrère ou une Consoeur par exemple).

### All in Two Plus : la solution économique et très performante pour :

En médecine des petits animaux : bronchoscopie, gastroscopie et colonoscopie  
En médecine équine : bronchoscopie et gastroscopie

**... Ou sur le terrain (ambulatoire)**



**All in Two Plus :  
un prix incroyable pour des performances de haut niveau !**

**Nouveauté  
2010**

## Vidéo-endoscope:

Dimensions disponibles :

Diamètre Tube	Longueur	Diamètre Canal de travail
9,0 mm	1.500 mm	2,2 mm
9,8 mm	1.500 mm	2,8 mm
12,9 mm	3.300 mm	3,7 mm

CCD de 440.000 pixels

Angle de vision: 120°

Profondeur de champs : 3 à 100mm

Longueur de travail : 150cm à 330 cm

Béquillage : Haut : 210°

Bas : 90°

Gauche/droit : 100°

## La source de lumière :

Lampe de type Xenon

Température de la lumière: 5900K

Durée de vie de l'ampoule : +/- 500 heures

Puissance électrique : 75W

## Le processeur

Fonctions :

- Balance des blancs automatique
- Réglage des couleurs
- Réglage de la fenêtre de contrôle automatique de la lumière
- Image « Freeze »
- Renforcement de contours
- Zoom digital
- Mémoire interne de 4 images

Sorties : 2 sorties Y/C

Puissance électrique : 25W

## Le kit complet comprend:

Le vidéo-endoscope et sa valise de rangement

La source de lumière et processeur combinés

Le processeur comprend un écran LCD de 10 pouces

Une pince à biopsie

Une brosse de nettoyage

Un testeur d'étanchéité

