

Euromex

1. le microscope NOVEX binoculaire très performant et très complet

- grossissement max 1000X grâce à ses oculaires 10X, ses 4 objectifs achromatiques 4X, 10X, 40X, et 100X à immersion
- nouveau design
- réglages macro et micrométrique
- platine à mouvements croisés de grande précision
- variateur de lumière halogène
- diaphragme à iris avec porte filtre et filtre
- condensateur à ouverture numérique réglable en hauteur



V123872

2. l'ensemble complet :



V123873

V123939

- le microscope NOVEX trinoculaire (spécificités identiques au binoculaire NOVEX)
- la caméra couleur numérique CCD (résolution 1280 x 1024) avec interface USB 2.0
- le logiciel ImageFocus INCLUS ! (capture, annotations, zoom, colorations, mesures, comptage, sauvegarde ou impression)
- Specs min.PC: P4 1.7Ghz, 128 MB RAM, 20 MB espace libre, Port USB 2.0 , carte graphique dite 'True Colors', Windows 2000/XP