

# Provix 1000

VIDÉO-OTOSCOPIE !

**Associez l'utile à l'agréable ! Améliorez votre quotidien !**

Conscientisez vos clients aux traitements grâce à cet Outil de diagnostic !

Qualité d'image irréprochable - Confort d'utilisation.

Les multiples avantages de votre nouveau vidéo-otoscope

- Compatible avec windows et mac
- Poignée Ergonomique
- Réglage Automatique de l'Intensité Lumineuse
- Focalisation Réglable
- Capture et Traitement d'images
- Fonction Zoom
- Archivage et Impression
- Rentabilité Elevée
- Outil Marketing Indéniable
- Investissement Faible



Offrez vous ce nouvel instrument et entrez dans l'ère de la vidéo-otoscopie.



Réf: V110170

Base pour vidéo-otoscope  
avec rangement pour 3 spéculums  
Réf: V110172

**Vtrade**

# Provix 1000

Image Sensor	1/4.5 VGA C-MOS
Resolution	660H x 507V 334,620 pixel
Effective Pixels	640H x 480V 307,200 pixel
Video Output	USB 2.0
Camera Function	Live&Capture, Video Recording
White balance	Auto White Balance
Operative Temperature	-10~50 degrees
Humidity	Below 90% RH
Dimension	96.5(W)x42(L)x152(H)mm

## KITS COMPLETS PRET A L'EMPLOI!

**Logiciel Pré-Installé ! Déballiez et utilisez le immédiatement en consultation !**

1. Avec un Netbook DELL Réf: V110170 ENS

2. Avec un Netbook-Tablet DELL Réf: V110168 ENS



**Vtrade** 

Z.I. de Noville-les-Bois  
 1 rue de la Tour (Bât. 31)  
 B-5380 Fernelmont (Belgium)

Tél.: +32 (0)81 56 78 58  
 Fax: +32 (0)81 56 92 32  
 E-mail: [info@vtrade.be](mailto:info@vtrade.be)

[www.vtrade.be](http://www.vtrade.be)