

Agroscan

A14

AGROSCAN

Varkens - Runderen

BEVESTIGING VAN DRACHTIGE KOEIEN ONTDEKT NIET DRACHTIGE KOEIEN



Agroscan A14
V988910

- **Licht: minder dan 1,5 Kg**
 - **Ingebouwde batterij van +3,5 uur**
 - **Transrectale sectoriële sonde**
 - **Hoge Resolutie**
 - **Budget Vriendelijk**


Vtrade 

Agroscan

A14

AGROSCAN

Varkens - Runderen

De **AGROSCAN** is de goede keuze voor de dierenarts die een grote huisdieren of gemengde praktijk heeft. Met de A14 heeft de dierenarts een goedkope maar toch efficiënte oplossing. De bi-frequency sectorieel sonde vervolledigt het geheel ten voordele van een gebruik bij kleine huisdieren. De sonde is ergonomisch, gebruiksvriendelijk en biedt een brede hoek aan. Uw handen blijven vrij om u tussen de dieren te verplaatsen dankzij de schouderriem.

Eigenschappen:

- Sectorieel Scansysteem
- Ingebouwde batterij van 3u30
- Afmetingen: 14 x 23 x 9 cm
- Scanhoek: 90°
- Metingen op afstand
- Freeze functie
- Gain control
- Transrectale sectorieel sonde bi-frequency 3.5/5MHz.
- 256 grijsniveaus
- Scherm: 5,2 duim



Standaarduitrusting:

- Basisunit met sonde
- Draagtas, kabel, handleiding

Agroscan A14

- Is licht, compact, gebruiksvriendelijk en speciaal voorzien voor drachtonderzoek van runderen
- Biedt een zeer goed beeldkwaliteit aan
- Budget vriendelijk
- Uw handen blijven vrij om u tussen de dieren te verplaatsen dankzij de schouderriem !