

# Agroscan

## AGROSCAN

IDEAAL VOOR GEMENGDE PRAKTIJKEN



**Agroscan L**  
V988902

- **Licht: minder dan 2 Kg**
  - **Ingebouwde batterij van +6 uur**
  - **Lineaire en sectoriële sondes**
  - **Hoge Resolutie**
    - **Budget Vriendelijk**

*Grote Dieren*



**Vtrade** 

# Agroscan

*Grote Dieren*

# AGROSCAN

De **AGROSCAN** is de goede keuze voor de dierenarts die een grote huisdieren of gemengde praktijk heeft. Drie lineaire sonden, waarvan twee rectale, bieden de mogelijkheid zowel het verloop van de drachtigheid als het onderzoek van de pezen te benaderen.

De bi-frequency sectorieel sonde vervolledigt het geheel ten voordele van een gebruik bij kleine huisdieren.

Uw handen blijven vrij om u tussen de dieren te verplaatsen dankzij de schouderriem.

## Eigenschappen:

- Sectorieel & Lineair Scansysteem
- Modes: B, M
- Frequentie Sonde : Lineaire rectale 5MHz of bi-frequency 5/7.5MHz;  
Lineaire T 10MHz en Sectorieel bi-frequency 3.5/5MHz.
- Electronische Focus
- 256 grijsniveaus
- Zoom
- Meten en berekenen
- Display Mode : Links/Rechts en Boven/Onder
- Scherm: 5,2 duim
- Voeding : batterij +6 uur.

## Standaarduitrusting :

- Basisunit
- Sondes: naar keuze
- Draagtas, kabel, handleiding

## Sondes:

- Lineaire transrectaal 5 MHz
- Lineaire transrectaal bi-frequency 5/7.5 MHz
- Lineaire uitwendig (voor pezen) 10 MHz
- Sectorieel bi-frequency 3.5/5 MHz

