

SK 600I

HET BEHEERSING VAN UW INFUSIES EEN VERHOOGDE ZEKERHEID VOOR UW PATIENTEN!

De absolute preciese toediening tijdens uw rehydrataties en medicamenten toedieningen, zowel voor, tijdens alsook na uw operaties.

De SK 600I infuus pomp biedt u volgende voordelen:

- Hyper robuust
- Zeer grote precisie
- Visuele en auditieve foutmeldingen: occlusie, luchtbellen, etc...
- Tijd, volume en debiet zijn regelbaar
- Automatische anti-verstoppen functie van de katheter (KVO)
- BOLUS knop: tijdelijke toediening van het maximale debiet 600ml/u
- Ijkingen mogelijk op verschillende IV sets (u bent niet merkgebonden)
- Achtergrondlicht van display afstelbaar
- Aanwijziging van batterijstatus en een autonomie van 4u aan 125ml/u
- Verschillende steunen mogelijk
- Een prijs per IV set lager dan de prijs van klas-sieke sets
- De garantie van een reactieve dienst-na-verkoop



V120471

SK 600I

SK-600I Infusion pump

Maximum size of outer shell	120x140x190mm	Accumulated infusion quantity display	1~9999ml
Maximum weight	<2.5 kg	Accuracy	±5%
Power supply (city electricity)	AC 220V, 50/60Hz	KVO rate	1ml/h, keep vein open (KVO) rate
displayed information	Flow rate, volume limit, accumulated volume, power indicator light, bed No., air, occlusion, empty.	Alarm function	Infusion completion, occlusion, air bubble, low battery, control abnormal, no AC power supply, installation error.
Fuse	220V2A x2, 12V 2A x2	Electrical safety	In according with the stipulation of GB9706.1-1995
Maximum power consumption	25VA, running more than two hours after being charged	Electromagnetic wave protection	In according with the stipulation of IEC60601-1-2 (1993 edition).
Infusion rate range	1-600ml/h	Infusion increment	1ml/h
Fast infusion volume	1.0ml (Fast infusion speed: 600ml/h)	Applicable infusion sets	All standard infusion sets(use " double dove" to test)
Environment condition:	environment temperature 5~40C°, pressure 86~106kPa, relative humidity 20%~80%	Feasible preset infusion volume	1~9999ml
		Battery	Rechargeable lithium battery, 7.4V, 1650mAh
		Storage	Environment temperature -15~50C°, pressure 80~106kPa, relative humidity 20%~80%

Nu een betaalbare infuuspomp voor de diregeneeskunde !!!

