

Statieven Gierth

Grote Dieren
Kleine Dieren

Witgelakte dubbelscharnierende wand-arm met twee scharnierpunten: V191908




- Met deze arm zijn cliché-opnamen mogelijk op alle verticale en horizontale vlakken.
- De lengte van de scharnierende arm is 1,6m bij een lading van minder dan 16kg (HF80 - HF200M).
- De lengte van de scharnierende arm is 1,3m bij een lading van meer dan 16kg (HF400).

Verrijdbaar licht statief voor HF 80 PLUS en TR 90/30: V191907

- Gewicht: 10,5 Kg
- Regelbare hoogte van 0 tot 140 cm
- Regeling van de stand (vlak - hoek) van de generator
- Opstelling en afbraak in 60 seconden

- **Stabiel**
- **Licht**
- **Trapeziumvormige voet met 4 zwenkwieltjes, 2 geremd**
- **Afwerking met geanodiseerd aluminium**



Vtrade 

Z.I. de Noville-les-Bois
1 rue de la Tour (Bât. 31)
B-5380 Fernelmont (Belgium)


Tél.: +32 (0)81 56 78 58
Fax: +32 (0)81 56 92 32
E-mail: info@vtrade.be

Voor Nederland:
Frank van Wichen
Tel (0)6 51 04 33 73

www.vtrade.be

Statieven Gierth

Grote Dieren
Kleine Dieren



Verrijdbaar zwaar statief voor 200 HFM en 400 HF: V1919062

- Gewicht: 20 Kg
- Regelbare hoogte van 0 tot 190 cm
- Regeling van de stand (vlak - hoek) van de generator
- Het gebruik is mogelijk bij Kleine huisdieren in combinatie met de X-ray Tafel (V191927).

Components:

For convenient transportation the counterbalanced spring arm as well as rod and crank case can be detached.



Verrijdbaar statief voor Paardenvoor 200 HFM en 400 HF: V191911

- gewicht: 25Kgs
- Regelbare hoogte van 0 tot 180 cm
- Regeling van de stand (vlak - hoek) van de generator

Verrijdbaar statief voor Paarden voor HF80 PLUS en TR90/30: V191910

- gewicht: 25Kgs
- Regelbare hoogte van 0 tot 180 cm
- Regeling van de stand (vlak - hoek) van de generator

