

# Protec

## Automatische Ontwikkelaar

AUTOMATISCH ONTWIKKELAPPARAAT STURING DOOR MICROPROCESSOR : OPTIMAX



V191026

- **Behoud van goede beeldkwaliteit**
- **Gebruiksklaar**
- **Minimale plaatsruimte**
- **Uw foto's droog en klaar in 90 sec.**
- **Professionele kwaliteit**

### Technische gegevens


- Ontwikkeltijd: 90 seconden "droge toestand tot droge toestand"
- Filmformaat: van 10x10cm tot 35x43cm
- Vermogen per uur: 100 films (gemengde formaten)
- Inhoud tanken:ontwikkelaar , fixator, water: 5L
- Droogtemperatuur: 65°C
- Regeneratiereservoir: 12L (ontwikkelaar, fixeermiddel, water)
- Opvangreservoir: 12L (ontwikkelaar, fixeermiddel, water)
- Waterverbruik: 1.9 l/min in werking
- Ontwikkeltemperatuur: gestuurd door microprocessor van 28 tot 37 °C
- Rotatie anti-kristallisatie: automatisch om de 20 min
- Regeneratie: automatisch en regelbaar: 600ml per M2 film
- Afmetingen ontwikkelapparaat: : H42xB159xL77cm; Afmetingen onderkast : H70xB159xL75cm
- Aansluiting water: 3/4"; 2- 10 bar
- Net: 230V - 50Hz - 8.8A
- Vermogen: 0.12kW in stand-by, 1.4kW in werking
- Gewicht leeg: 35Kg - vol: 50Kg
- Officieel erkend voor gebruik in humane geneeskunde (CE - TÜV - cULus)



# Protec

## Automatische Ontwikkelaar

ECOMAX



V191006

### Zeer economisch in gebruik:

- Snelheid: 100 sec
- Tanken van slecht 2,3L
- Minimale plaatsruimte
- Top kwaliteit

**Nieuw**

### Technische gegevens

- Ontwikkeltijd: 100 sec
- Filmformaat: van 10x10cm tot 35x43cm
- Capaciteit per uur: 75 films of meer volgens formaat
- Inhoud tanken:ontwikkelaar, fixeermiddel en water : 2,3/2,3/2,1L
- Droogtemperatuur: 60°C
- Regeneratiereservoir: 12L elk (ontwikkelaar, fixeermiddel, water)
- Opvangreservoir: 12L elk (ontwikkelaar, fixeermiddel, water)
- Waterverbruik: 1,0 l/min in werking; economische stand: 0.05 l/min
- Ontwikkeltemperatuur: gestuurd door microprocessor: 32 °C
- Rotatie anti-kristallisatie: automatisch om de 20 min
- Regeneratie: automatisch en regelbaar: 460 of 600ml per M2 film
- Afmetingen ontwikkelapparaat: : H42xB166xL88cm
- Aansluiting water: 3/4"; 2- 10 bar
- Net: 230V - 50Hz - 8.8A
- Vermogen: 0.12kW in stand-by, 1.2kW in werking
- Gewicht leeg: 26,5Kg - vol: 34Kg
- Officieel erkend voor gebruik in humane geneeskunde (CE - TÜV - cULus)

**Vtrade** 