

# Infracam

## Paarden


### UITWENDIGE ONDERZOEKSMETHODE BIJ PAARDEN !

#### Snelheid van de localisatie en analyse van de resultaten

De Infracam wordt geleverd met de software QuickView. Deze software laat u toe snelle analyses te maken van uw infraroodbeelden en uw verslag in PDF formaat af te drukken. De camera laat u toe tot 200 beelden in JPEG formaat op te slaan.



V440004



#### Visueel en geluidsalarm

Een maximum temperatuursdrempel kan gemakkelijk geparametreerd worden door de dierenarts. Wanneer men de Infracam op een bepaald lichaamsdeel van het paard richt en deze temperatuursdrempel overschreden wordt, verschijnt een beeld en/of en geluidsalarm.

#### Mogelijke toepassingen :

- Gewrichtspathologie
- Breuken
- Peesverrekkingen
- Ezv.....

# Vtrade



Z.I. de Noville-les-Bois  
 1 rue de la Tour (Bât. 31)  
 B-5380 Fernelmont (Belgium)

Tél.: +32 (0)81 56 78 58  
 Fax: +32 (0)81 56 92 32  
 E-mail: info@vtrade.be

[www.vtrade.be](http://www.vtrade.be)

# Infracam

## Paarden

### Technische specificaties

TYPE LENS	HxV	MIN VOOR FOCALISATIE
Lens 1x	25°x25°	0,3m

Thermisch resolutie	0,10° tot +25°C
Beeld frekwentie	50/60 Hz
Focalisatie	Manueel
Detector type	120X120 elementen
Spectrale respons	7,5-13µm
Display	Kleuren-LCD van 3,5", 16K kleuren

#### AFMETINGEN

Meetmarge	-20°C tot +350°C
Meetwijze	Vast punt in het midden van het beeld

#### BATTERIJEN

Type	Herlaadbare Li-Ion batterij zonder geheugeneffect
Autonomie	7 uur ononderbroken werking. Batterijstatus verschijnt op het scherm
Batterijoplader	Interne oplader ( 220V )
Spanning	11-16 V DC

#### EIGENSCHAPPEN

Gewicht	550g met batterij
Afmetingen	243 mm x 81 mm x 103 mm
Kas	Plastic en rubber

#### INTERFACE

USB	Thermascan naar PC van infraroodbeeld
-----	---------------------------------------

#### DE THERMACAM B2 BEVAT :

Infraroodcamera, Transportkoffer, Lensbeschermer, Gebruiksaanwijzing, USB kabel, THERMASCAN software en een Batterij