

Kroeber

- Zuurstof naar believen
- Stil: Wordt gebruikt in de menselijke geneeskunde zelfs tijdens de slaap
- Nauwkeurig
- Geen risico om zonder O2 te vallen, geen risico op lekken.
- Is aan te sluiten op elk anesthesietoestel zonder respirator
- Zeer snel terug betaald



Kroeber

Technische gegevens.

Classificatie MDD	II a
Werkvermogen	230V 50Hz, facultatief 115V 60Hz
Temperatuur	Operationeel van : +10° tot +40°C stockage: -20° tot +50°C
Geluidsnorm	35 dB (A)
Verbruik	350W
Stoffilter	achteraan toestel
Fijne stoffilter	in onderhoudsdeksel
Zekeringen	net: 230V 2xTT2,5 A H 250V facultatief: 115V 2xTT5,0 A H 250V interne 1xT1,0 A L 250V
Alarm	temperatuur/ stroomonderbreking/ zuurstofcirculatie/debiet
Gewicht	19,8 Kg
Afmetingen	(535x203x520) mm zonder wieltjes
Fabrieksgarantie	30.000 uur werktijd (max. 5 jaar) voor alle functionele onderdelen.
Circulatie	0 tot 2l/min per 0,1 stap. 2 tot 4l/min per 0,2 stap 4 tot 6l/min per 0,5 stap
Concentratie	1 tot 4l/min 95% -3% 4 tot 5l/min 85% +/-3% 5 tot 6l/min 75% +/-3%

