

Alsatom

ELECTROCHIRURGISCHE APPARATEN 140/D MPC

Alsatom behoort tot de nieuwe generatie electrochirurgische apparaten die gebruik maken van digitale micro-elektronische technologieën. De controle van het HF signaal gebeurt door een microprocessor en verzekert een goede prestatie wat betreft snijden en coaguleren.

Dit materiaal is conform de laatste Europese normen.



- **Aparte afstelling snijden/coagulatie.**
- **Bediening door een dubbele pedaal (snijden/coagulatie pedaal)**
- **140 W**
- **Bipolaire uitgang**

V112474

Technische gegevens

- Conform de normen IEC601-1 en IEC60601 gecertificeerd CE 0051
- Werkfrequentie: 475 kHz
- Net: 220V 260VA
- Bediening door microprocessor met autodiagnostische functie, automatische dynamic
- Afmetingen: L23xP24xH10 cm
- Gewicht: 4.750 Kgs
- Bediening door een dubbel pedaal : snijden/coagulatie
- Mogelijkheid van een manuele bedieningsstick
- 5 werkingsmodes: (W) - (ohm) - (V) - CF:

CUT: 140W - 500 ohm - 1200V - CF1.7

BLEND 120W - 500 ohm - 1450V - CF2.8

COAG 120W - 500 ohm - 2770V - CF6.9

COAG micro 60W - 200 ohm - 1420V - CF2.8

BIP COAG 100W - 100 ohm - 400V - CF1.4



Alsatom

ELECTROCHIRURGISCHE APPARATEN 140/D MPC

Toebehoren:



V112475

Kit standaard toebehoren:

- Dubbel bedieningspedaal (COAG-CUT)
- Autoclaveerbare elektrodekabel L2.5m
- Mes elektrode (Ref 2E1)
- Naald elektrode (groot (Ref 1E5)
- Naald elektrode (fijn) (Ref 1E7)
- Knop elektrode diameter 2.5mm (Ref 1E12)
- Knop elektrode diameter 4.0mm (Ref 1E14)
- Neutrale elektrode en inox met kabel van 2.5m (Ref 1IEP/9)
- Bevestigingsriem van neutrale elektrode (Ref 1FFE)

Talrijke bijkomende accessoires verkrijgbaar !!
Een electro chirurgisch apparaat voor de prijs
van een eenvoudig cautertoestel

Vtrade 

Z.I. de Noville-les-Bois
1 rue de la Tour (Bât. 31)
B-5380 Fernelmont (Belgium)

Tél.: +32 (0)81 56 78 58
Fax: +32 (0)81 56 92 32
E-mail: info@vtrade.be

Voor Nederland:
Frank van Wichen
Tel (0)6 51 04 33 73

www.vtrade.be