

Euromex

1. NOVEX binoculaire microscoop heel krachtig en heel uitgebreid

- totale vergroting 1000X dankzij zijn oculairen 10X, 4 achromatische lenzen 4X, 10X, 40X, et 100X aan immersie
- nieuw design
- micro- en macrometrische regeling
- kogelgelagerde kruistafel met grote precisie
- halogenische lichtvariatie
- iris diafragma met filterhouder en filter
- in de hoogte regelbare condensator met numerieke regeling



V123872



V123939

V123873

2. Kompleet geheel :

- microscoop NOVEX trinoculaire (identieke specificaties als binoculaire NOVEX)
- numerieke CCD kleurcamera (resolutie 1280 x 1024) met USB 2.0 interface
- inclusief ImageFocus software (capture, annotatie, zoom, kleurrijking, meten, tellen, opslaan of printen)
- minimale specificaties PC: P4 1.7Ghz, 128 MB RAM, 20 MB vrij geheugen USB-poort 2.0 , graphische kaart 'True Colors', Windows 2000/XP